

indikátor dávek klesá skokově po 20 dávkách



Váš lékař Vám předepsal přípravek Combair 100/6 v aerosolovém inhalátoru.

Na trh byla uvedena jeho modernizovaná verze s indikátorem dávek. Prosím dodržujte tato opatření:

První použití:

1. Sundejte krytku náustku. – 2. Držte inhalátor vzpřímeně s náustkem v dolní poloze. – 3. Nasměrujte náustek od sebe a stisknutím nádobky uvolněte jednu dávku. – 4. Zkontrolujte indikátor dávek: měl by udávat číslo 180.

Po použití:

Nasadte krytku náustku. Pokud se zobrazuje číslice 20, blíží se čas výměny inhalátoru za nový. Pokud se zobrazí číslice 0, inhalátor nadále nepoužívejte, protože každá následná inhalace nemusí obsahovat 100% množství účinné látky.

Nevytahovat nádobku:

Pokud čistíte inhalátor, nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny a nevytahujte nádobku z inhalátoru.

Mějte na paměti, že pád inhalátoru může způsobit odečtení dávky!

Tento materiál nepodporuje předepisování, užívání či výdej žádného konkrétního léčivého přípravku a je předán pacientovi teprve poté, kdy mu byl předepsán daný přípravek.